

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 723 /YCBG-BVBT
V/v cung cấp báo giá để phục vụ
công tác đấu thầu gói thầu: Thực
hiện kỹ thuật trong tim mạch can
thiệp

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thực hiện kỹ thuật trong tim mạch can thiệp với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Huỳnh Hà Linh Chi
 - Chức vụ: Nhân viên
 - Số điện thoại: 0974504663
 - Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng
 - Email: vtytbvbt@gmail.com
- Hình thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
 - Nhận qua Email: vanhuvbt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày **16** tháng **04** năm 2026.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90** ngày kể từ ngày **16** tháng **04** năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm danh mục chi tiết hàng hóa theo phụ lục 1 và báo giá theo phụ lục 2.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT (đăng trang web Mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT (Chi).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MUA SẮM
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Hồng Vũ

Phụ lục 1

Danh mục Gói thầu: Thực hiện kỹ thuật trong tim mạch can thiệp
(Đính kèm theo Công văn số 723 /YCBG-BVBT ngày 07 tháng 04 năm 2026)

Stt	Tên hàng hóa	Mô tả chi tiết	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Bơm tiêm chất cản quang	<p>Chất liệu polycarbonat trong suốt dễ nhìn</p> <p>_ Bơm tiêm nhiều màu vật liệu Polycarbonate chịu áp lực tốt, thân ống trong suốt dễ quan sát dung dịch và bóng khí trong ống.</p> <p>_ Dung tích: 10ml</p> <p>_ Đầu tip luer lock xoay được đảm bảo an toàn đầu nối. Được thiết kế để sử dụng 1 tay</p> <p>_ Pitong được mã hóa màu để dễ nhận biết</p> <p>_ Sản xuất tại nước thuộc khu vực Châu Âu - G7.</p>	Cái	300
2	<p>Bộ khăn chụp mạch vành: sử dụng trong các ca chụp và can thiệp mạch. Vải không dệt y tế 6 lớp SMMMMS 47 → 50 gsm không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI mức độ 3.</p>	<p>- Bộ khăn bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp kích thước 200cm x 240cm x 01 cái. Vải không dệt, màng Film PE xanh, băng keo y tế • Bao chụp đầu đèn Ø60cm x 01 cái: Màng Film PE trong • Bao kính chắn chì kích thước: 100cm x 120cm x 01 cái: Màng Film PE trong. • Tấm phủ bàn dụng cụ vô trùng kích thước: 150cm x 180cm x 01 cái: Màng Film PE trong • Tấm phủ chắn chì kích thước: 150cm x 180cm x 01 cái: Màng Film PE trong, băng keo y tế. • Khăn chụp mạch vành 2 lỗ đùi và 1 lỗ tay kích thước: 220cm x 370cm x 01 cái. Vải không dệt, vải siêu thấm, màng phẫu thuật. • Bao đựng remote kích thước: 10cm x 26cm x 01 cái: Túi Zipper • Khăn lót kích thước: 50cm x 60cm x 01 cái: Vải siêu thấm • Tiệt khuẩn bằng khí EO, tiêu chuẩn tiệt trùng đạt tiêu chuẩn ISO 11135 theo tiêu chuẩn Châu Âu • Tiêu chuẩn sản xuất đạt chứng nhận ISO 13485 	Bộ	200

		<ul style="list-style-type: none"> Sản phẩm đạt tiêu chuẩn hàng sử dụng 1 lần tiệt trùng nhập khẩu vào Châu Âu và tiêu chuẩn FDA (Mỹ) 		
3	Bóng cath nong mạch vành chống trượt áp lực cao	<ul style="list-style-type: none"> Dùng trong các trường hợp tổn thương phân nhánh, tái hẹp trong stent, mạch máu nhỏ, vôi hóa nặng, tổn thương lỗ mà bóng thông thường bị trượt hoặc không đạt được chuẩn bị tổn thương trước khi đặt stent, loại NSE Nguyên liệu : Catheter RX có bóng bằng Nylon 12, loại không đàn hồi, có áp lực khác nhau, được đánh dấu cản quang cả hai đầu bóng bằng Platinum và Iridium, bao lớp siêu ái nước, gắn 3 thành tố nylon cố định, dọc theo bên ngoài bóng cách nhau 120°. Độ dài catheter 142cm, độ dài lớp phủ ái nước từ đầu bóng đến cổng thoát 27cm. Đường kính bóng 2.0 -> 4.0mm; độ dài bóng 13mm, áp lực thường 14Atm, áp lực vỡ bóng 24Atm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CFS Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp 1 cái, tiệt trùng bằng EO <p>Nhóm nước sản xuất: G7</p>	Cái	10
4	Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành	<p>Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành</p> <ul style="list-style-type: none"> Dùng để hỗ trợ đưa các dụng cụ can thiệp mạch vành đến các tổn thương khó tiếp cận, loại GuidePlus II Dụng cụ gồm : một đầu tít, trục xa, trục bảo vệ gần được làm bằng dây thép Độ dài ống thông 145cm, bao lớp thân nước, đường kính trong 1.33mm (loại ST) & 1.43mm (loại EL), độ dài trục đoạn xa 25cm, đánh dấu tại vị trí 900mm và 1000mm so với đầu tít, phù hợp với ống thông can thiệp 6F Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CFS Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp 1 cái, tiệt trùng bằng EO <p>Nhóm nước sản xuất: G7</p>	Cái	10